

MTSET 巯基反应染料

1 产品介绍

产品简介:

MTSEA Biotin Dye 在温和的条件下有选择地标记巯基, 选择性标记细胞表面的巯基。该类产品功能一致, 结构存在细微差异, 具体可参考对应结构式。

产品特点:

- 稳定性强: 产品性能稳定, 标记效果好;
- 批间差小: 批间差控制的好。




适用范围:

巯基标记染料

2 产品信息

产品货号	产品名称	规格	分子式	MW	外观
MS1247	MTSEA Biotin (MTSEA 生物素)	10 mg	$C_{13}H_{23}N_3O_4S_3$	381.5	可溶于DMSO或DMF的白色固体
MS1248	MTSEA Biotin-X (MTSEA 生物素-X)	10 mg	$C_{19}H_{34}N_4O_5S_3$	494.7	可溶于DMSO或DMF的白色固体
MS1249	MTSEA Biotin-XX (MTSEA 生物素-XX)	10 mg	$C_{25}H_{45}N_5O_6S_3$	607.7	可溶于DMSO或DMF的白色固体

3 产品参数

名称	CAS号	分子结构图
MTSEA Biotin (MTSEA生物素)	162758-04-5	
MTSEA Biotin-X (MTSEA生物素-X)	/	
MTSEA Biotin-XX (MTSEA生物素-XX)	/	

4 储存与运输

储存条件: -20 °C 避光保存

运输条件: 冰袋运输

5 注意事项

- 荧光染料均存在淬灭问题, 请尽量注意避光, 以减缓荧光淬灭。
- 本产品仅限于科研, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。